

rollz®

pour aller plus loin





# des déambulateurs ergonomiques et élégants

La vie est une découverte. Profitez à fond de ce que la vie a à offrir. c'est ce qui compte pour les concepteur de Rollz. Que ce soit pour une promenade dans le parc, la visite d'une exposition dans un musée ou une après-midi shopping. Le Rollz Motion et le Rollz Flex vous ammènent là où vous voulez, quand vous le voulez.









**“J’ose aller plus loin avec mon déambulateur, parce que je sais que, si je fatigue, je peux continuer en fauteuil.”**

## En route avec le Rollz Motion

En route avec le Rollz Motion sans soucis. En marchant avec le rollator ou au repos dans le fauteuil roulant. Profitez d'une belle journée en ville. En passant par le vieux centre, un moment de pause à l'ombre dans le parc. Et puis, on se promène jusqu'au petit restaurant pour terminer une belle journée de détente.

## Déambulateur et fauteuil en 1

Facilement transformable de déambulateur en fauteuil et inversement. Promenez en marchant en toute sécurité avec le déambulateur, et reposez-vous en route, si vous le désirez.



reddot design award  
honourable mention 2012



product  
design award

2012



• safety  
tested  
• Annual product  
testing

**Sécurité**

Frein tambour innovant pour un freinage dosé

**Stable**

Marcher bien droit. Stable et en toute sécurité entre les poignées ergonomiques du Rollz Motion. Les poignées sont réglables en hauteur.

**Compact**

Le Rollz Motion peut se plier facilement - pratique pour le transport ou pour le rangement

**Repos**

Le siège avec coussin offre la possibilité de se reposer sur le déambulateur.

**Maniable**

Maniable grâce à ces roues avants pivotantes

**Aide**

Pour franchir des bordures ou des trottoirs, le Rollz est équipé d'aides bordures.

**Comfortable**

Comfort de roulage grâce au grande roues en mousse synthétiques.



# rollz motion

## Rollz Motion

10,6 kg

## Rollz Kit Fauteuil

3,7 kg

## Poids Max.

125 kg

## Taille min. et max. de l'utilisateur

1,60-1,90 m

## Ouvert h x l x p

86-102 x 65,5 x 63 cm

## Plié h x l x p

86-102 x 29 x 63 cm

## Profondeur d'assise

37 cm



**Le Rollz Motion est disponible dans les coloris suivant:**

orange, bleu clair et gris clair.

## Rollz Motion accessoires

Rollz Porte Canettes

Rollz Shopper

Rollz Porte Canne

Rollz Travel Cover

Différentes tailles de repose pieds



## En un tour de main, transformation de déambulateur en fauteuil

**Vous cliquez le kit fauteuil roulant sur votre Rollz Motion avant de commencer votre promenade.**

- 01** D'un mouvement fluide, vous relevez le dossier dans sa position fauteuil.
- 02** Vous tournez les poignées vers l'arrière pour la personne qui va vous pousser et vous ajustez la hauteur à sa taille.
- 03** Vous placez les repose-pieds à leur place.
- 04** Et vous continuez votre promenade, installé dans votre fauteuil.





**“Je ne pouvais pas m’imaginer qu’un déambulateur aussi léger pouvait être aussi confortable et aussi stable.”**





**rollz flex**

### **En route avec le Rollz Flex**

Le Rollz Flex est un shopper-déambulateur. Pour aller faire ses courses au marché matinal, au supermarché, ou pour une après-midi shopping en ville, le Rollz Flex offre une expérience légère et agréable. Vous vous promenez en toute sécurité. Et pendant ce temps le sac à course se remplit.

### **Le déambulateur-shopper**

Combiné déambulateur et shopper. Il vous permet de faire vos courses en toute sécurité et en toute élégance. La poignée réglable offre stabilité et confort: vers le haut ou baissée vers l'avant pour encore plus de soutien. Le grand sac est votre complice pour vos courses.



**Sécurité**

Freins innovants.

**Stable**

La poignée est réglable en hauteur. On peut également la changer de position, selon les besoins de l'utilisateur: poignée droite vers le haut, poignée vers l'avant ou légèrement vers l'arrière.

**Pratique**

Un moment de pause. On s'assoie sur le siège avec la poignée tournée vers l'avant. Elle fait alors office de dossier.

**Compact**

Le Flex se replie facilement. Plié, il est compact. Pratique pour le rangement et le transport.

**Comfortablel**

Facilité de conduite grâce aux pneus semi-durs.

**Maniable**

Facile à diriger grâce aux roues avant pivotantes.

**Aide**

Petit aide, à hauteur des pieds, pour franchir bordures et trottoirs.

**rollz flex****Rollz Flex**

6,9 kg

**Rollz Flex tas**

25 litre

**Taille min et max  
de l'utilisateur**

1,60–1,90 m

**Ouvert h x l x p**

80-102x62x60 cm

**Plié h x l x p**

80-102x33x60 cm

**Marche stable**

Se promener avec un support stable. Soutenu par une poignée réglable en hauteur. La poignée est également réglable en 3 positions différentes. Selon ce qui vous convient le mieux: vers l'avant, vers l'arrière ou vers le haut.





**Rollz International BV**

Treubweg 51 bg  
1112 BA Diemen  
+31 (0)20 3622010

[info@rollz.com](mailto:info@rollz.com)

**rollz<sup>®</sup>**

[www.rollz.com](http://www.rollz.com)